


# 金银首饰中金银含量检测



对于金银首饰这类贵重物品，人们通常更关注其中金、银的含量。依据 **GB 11887-2012** 《首饰 贵金属纯度的规定及命名法》，金银首饰需在产品上标识其金银含量。STC 可提供**贵金属**的各项检测服务。

**GB 11887-2012 要求的金银及其合金的纯度范围如下：**

贵金属及合金	纯度千分数最小值 ‰	纯度的其他表示方法
金及其合金	375	9 K
	585	14 K
	750	18 K
	916	22 K
	990	足金
	(999)	(千足金)
银及其合金	800	--
	925	--
	990	足银
	(999)	(千足银)

### 金银含量测试方法：

- GB/T 18043 《首饰 贵金属含量的测定 X 射线荧光光谱法》
- GB/T 9288 & ISO 11426-2014 《金合金首饰 金含量的测定 灰吹法 (火试金法)》
- GB/T 17832-2021 & GB/T 17832-2021 《银合金首饰 银含量的测定 溴化钾容量法 (电位滴定法)》

GDCFD2304S\_GD202310



**+86 769 8111 9888**



gdcfd@stc.group



+86 769 8111 6222



中国广东省东莞市大朗镇富民南路 68 号

www.stc.group